



reddot award 2018
winner

Tristel™

daisy
grip 

Clean Clever Click.

daisygrip, de herbuikbare hygiënische stuwband

Elke routine bloedname wordt veilig, efficiënt en onder perfect hygiënische omstandigheden genomen.

**Intuitief en zelf-zoekend
magnetisch slot**



**Innovatieve
uitvoering**

Hygiëne die werkt




In-vitro testen op de stuwband na gebruik

traditionele stuwband

daisygrip

na gebruik



na gebruik



na desinfectie



na desinfectie



Resultaat: beduidend lagere CVE en significante reductie van micro-organismen na desinfectie van daisygrip

daisygrip – de logische stap voor een hygiënische bloedafname



Voordelen van daisygrip



Intuitief en zelfzoekend magnetisch slot, maakt procedure mogelijk met één enkele hand



Eenvoudige desinfectie dmv desinfecterend doekje of schuim, zodat infectierisico daalt



Snelle desinfectie ter plaatse in slechts 30 sec. en integreert zich naadloos in de dagelijkse routine



Huid-vriendelijke stuwband die zich aangenaam rond de arm van de patiënt sluit



reddot award 2018
winner

Modern en innovatief design



Snel en eenvoudig gebruik zonder aanpassingen van de geijkte procedure



Preventie van nosocomiale infecties is niet enkel kostenbesparend maar beschermt ook de reputatie van de gezondheidsinstelling

daisygrip – de nieuwe standaard voor hygiënische bloedafnames

In de wereld van vandaag vormen nosocomiale infecties de dagelijks routines in ziekenhuizen en privépraktijken een aanzienlijke belasting.

Tezelfdertijd zijn er ook zware kosten aan infecties verbonden. Ziekenhuisinfecties zijn meer dan ooit een thema waar elke professional maar nu ook patiënten zich ten volle bewust van zijn geworden.

Bij wijze van preventiemaatregel, kan het infectierisico ook worden beperkt bij bloedafnames, door de kans op kruisbesmetting tegen te gaan.

daisygrip heeft daarom de klassieke stuwband compleet heruitgevonden met een modern ontwerp, nieuwe materialen, super gemakkelijke en gepatenteerde sluiting, én volledig desinfecteerbaar.

Help om microbiële transmissie te voorkomen, en gebruik voor hygiënische bloedafname de daisygrip.

We ontvangen uw bestelling graag via bestellingen@tristel.com of via onze webshop.

Voor meer informatie, contacteer ons gerust persoonlijk of via email en bezoek onze website:

<https://distributie.tristel.com/daisygrip/>

Contact details:

Jan Leemans

janleemans@tristel.com

Catherine Buysens

catherinebuysens@tristel.com

(+32) 3 889 26 40